

Наконечники Axygen

- Ультрагладкая внутренняя поверхность — технология Maximum Recovery®
- Эластичные стенки наконечников и наличие нескольких внутренних герметизирующих колец гарантируют совместимость со всеми популярными брендами дозаторов
- Благодаря уникальному дизайну кончика наконечника (наличию фаски), создается очень маленькое пятно контакта со стенкой пробирки, что приводит к более аккуратному распределению образца за счет исключения капиллярного эффекта




- Гидрофобные фильтры предотвращают распространение аэрозоля в дозаторе, его загрязнение и контаминацию
- Сертифицированы на отсутствие ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов
- Все наконечники автоклавируются при стандартных условиях: 1 атм., 121 °С, 15 мин.
- Поставляются в полиэтиленовых пакетах по 1000 шт., в штативах по 96 шт., а также в стекле 5х96 шт. или 10х96 шт.



Наконечники без фильтра

Наконечники универсальные для микрообъемов (удлиненные)

Кат. №	Объем, мкл	Цвет	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
☐ TXL-10	0,1 – 10	бесцветные	пакет	1000	—
☐ TXL-10-R	0,1 – 10	бесцветные	штатив	96	—
☐ T-400*	0,5 – 10	бесцветные	пакет	1000	—




Удлиненный кончик наконечника (длина 4,5 см) позволяет дозировать микрообъемы и работать с высокими пробирками

*прежде всего подходят для дозаторов Eppendorf Ultra Micro, Pipetman P2/P10

Наконечники универсальные для микрообъемов (укороченные)

Кат. №	Объем, мкл	Цвет	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
☐ T-300	0,1 – 10	бесцветные	пакет	1000	—
☐ T-300-R	0,1 – 10	бесцветные	штатив	96	—



Укороченный кончик наконечника дает возможность аккуратно работать с образцами

4

Наконечники, объемом 200 мкл


Кат. №	Объем, мкл	Цвет	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
☐ T-200-C	1-200	бесцветные	пакет	1000	—
☐ T-200-C-L	1-200	бесцветные	пакет	1000	—
☒ T-200-Y	1-200	желтые	пакет	1000	—
☒ T-200-Y-R	1-200	желтые	штатив	96	—
☒ T-200-Y-R-S	1-200	желтые	штатив	96	+
☒ T-200-Y-STK	1-200	желтые	стек	96x5	—
☒ T-200-Y-STK-S	1-200	желтые	стек	96x5	+
☒ T-210-Y*	1-200	желтые	пакет	1000	—



*без фаски

Наконечники, объемом 200 мкл, градуированные

Кат. №	Объем, мкл	Цвет	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
 TR-222-Y	1-200	желтые	пакет	1000	—
 RFL-222-C	1-200	бесцветные	два стека	96x10	—
 TR-333-C	1-250	бесцветные	два стека	96x10	—



Точная градуировка по 50 мкл облегчает визуальный контроль образца


Наконечники, объемом 300 мкл

Кат. №	Объем, мкл	Цвет	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
 T-350-C	1-300	бесцветные	пакет	1000	—
 T-350-C-R	1-300	бесцветные	штатив	96	—
 T-350-C-R-S	1-300	бесцветные	штатив	96	—




Наконечники, объемом 1000 мкл

Кат. №	Объем, мкл	Цвет	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
 T-1000-C	100-1000	бесцветные	пакет	1000	—
 T-1000-C-L MAXIMUM RECOVERY	100-1000	бесцветные	пакет	1000	—
 T-1000-B	100-1000	голубые	пакет	1000	—
 T-1000-B-R	100-1000	голубые	штатив	100	—



Наконечники, объемом 5 мл


Кат. №	Объем, мл	Цвет	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
 T-5000-C	1-5	бесцветные	пакет	250	—



Наконечники совместимы с дозаторами CAPP, Gilson и MLA

Наконечники, объемом 10 мл

Кат. №	Объем, мл	Цвет	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
 T-10ML-C	1-10	бесцветные	пакет	200	—



Наконечники совместимы с дозаторами CAPP, Gilson и MLA

Наконечники с фильтром


- Ультрагладкая внутренняя поверхность — технология Maximum Recovery®
- Препятствуют распространению аэрозоля в дозатор, предотвращая его загрязнение и контаминацию образцов
- Сертифицированы на отсутствие ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов



- Идеальны для исследований, в которых загрязнение материала может привести к появлению ложноположительных результатов
- Необходимы для работы с опасными, радиоактивными или коррозионными образцами

Наконечники с фильтром для микрообъемов (удлиненные)


Кат. №	Объем, мкл	Цвет	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
☐ TXLF-10	0,1-10	бесцветные	пакет	1000	—
☐ TXLF-10-R-S	0,1-10	бесцветные	штатив	96	+
☐ TXLF-10-L-R-S	0,1-10	бесцветные	штатив	96	+
☐ TF-400	0,5-10	бесцветные	пакет	1000	—
☐ TF-400-R-S	0,5-10	бесцветные	штатив	96	+
☐ TF-400-L-R-S	0,5-10	бесцветные	штатив	96	+



Удлиненный кончик наконечника (длина 4,5 см) позволяет дозировать микрообъемы и работать с высокими пробирками

Наконечники с фильтром для микрообъемов (укороченные)


Кат. №	Объем, мкл	Цвет	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
☐ TF-300	0,5-10	бесцветные	пакет	1000	—
☐ TF-300-R-S	0,5-10	бесцветные	штатив	96	+
☐ TF-300-L-R-S	0,5-10	бесцветные	штатив	96	+



Укороченный кончик наконечника дает возможность аккуратно работать с образцами


Наконечники с фильтром, объемом 20 мкл

Кат. №	Объем, мкл	Цвет	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
☐ TF-20	0,5-20	бесцветные	пакет	1000	—
☐ TF-20-R-S	0,5-20	бесцветные	штатив	96	+




Наконечники с фильтром, объемом 50 мкл

Кат. №	Объем, мкл	Цвет	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
☐ TF-50	0,5-50	бесцветные	пакет	1000	—
☐ TF-50-R-S	0,5-50	бесцветные	штатив	96	+




Наконечники с фильтром, объемом 100 мкл

Кат. №	Объем, мкл	Цвет	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
☐ TF-100	1-100	бесцветные	пакет	1000	—
☐ TF-100-R-S	1-100	бесцветные	штатив	96	+
☐ TF-100-L-R-S MAXIMUM RECOVERY	1-100	бесцветные	штатив	96	+




Наконечники с фильтром, объемом 200 мкл

Кат. №	Объем, мкл	Цвет	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
☐ TF-200	1-200	бесцветные	пакет	1000	—
☐ TF-200-R-S	1-200	бесцветные	штатив	96	+
☐ TF-200-L-R-S MAXIMUM RECOVERY	1-200	бесцветные	штатив	96	+




Наконечники с фильтром, объемом 300 мкл

Кат. №	Объем, мкл	Цвет	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
☐ TF-350	1-300	бесцветные	пакет	1000	—
☐ TF-350-R-S	1-300	бесцветные	штатив	96	+
☐ TF-350-L-R-S MAXIMUM RECOVERY	1-300	бесцветные	штатив	96	+



Наконечники с фильтром, объемом 1000 мкл

Кат. №	Объем, мкл	Цвет	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
☐ TF-1000	100-1000	бесцветные	пакет	1000	—
☐ TF-1000-R-S	100-1000	бесцветные	штатив	100	+



Наконечники для роботизированных станций

- Универсальные наконечники для роботизированных станций: Gene CAS-1200, Tecan® EVO, Tecan® Genesis, Tecan® Freedom, Tecan® Miniprep, Cavo workstations®, Perkin-Elmer®/Packard Multiprobe II HT, Multiprobe II HT EX


- Электропроводящие или стандартные
- Автоклавируются при стандартных условиях: 1 атм., 121 °С, 15 мин.
- Сертифицированы на отсутствие ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов



Наконечники, объемом 50 мкл

Кат. №	Наличие фильтра	Цвет	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
■ TT-50-CBK-HTR-S*	–	черные	штатив	96	+
□ TTF-50-C-HTR-S	+	бесцветные	штатив	96	+
■ TTF-50-CBK-HTR-S*	+	черные	штатив	96	+


*Электропроводящие наконечники



Наконечники, объемом 200 мкл

Кат. №	Наличие фильтра	Цвет	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
■ TT-200-CBK-HTR-S*	–	черные	штатив	96	+
□ TTF-200-C-HTR-S	+	бесцветные	штатив	96	+
■ TTF-200-CBK-HTR-S*	+	черные	штатив	96	+

*Электропроводящие наконечники



Наконечники, объемом 1000 мкл

Кат. №	Наличие фильтра	Цвет	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
■ TT-1000-CBK-HTR-S*	–	черные	штатив	96	+
□ TTF-1000-C-HTR-S	+	бесцветные	штатив	96	+
■ TTF-1000-CBK-HTR-S*	+	черные	штатив	96	+

*Электропроводящие наконечники



Микропробирки Axygen для ПЦР



- Ультратонкие и однородные стенки пробирок обеспечивают быстрый и равномерный теплообмен
- Ультрагладкая внутренняя поверхность — технология Maximum Recovery®
- Пробирки объемом 0,2 мл могут быть с плоской или выпуклой крышкой
- Идеальную прозрачность пробирок создает технология MaxuClear – использование очищенного до 99.9% полипропилена





- Применяется в приборах серии Rotor-Gene и других термоциклерах, в том числе для Real-Time PCR
- Центрифугируются при 4 000 g, автоклавируются при 1 атм., 121 °C, 15 мин.
- Сертифицированы на отсутствие ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов
- Пробирки объемом 0,2 мл с плоской крышкой доступны в разных вариантах цветового исполнения




Тонкостенные пробирки для ПЦР

Тонкостенные пробирки для ПЦР, объемом 0,2 мл						
Кат. №	Объем, мл	Цвет	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность	
☐ PCR-02-C	0,2	бесцветные	пакет	1000	—	
☐ PCR-02-L-C	0,2	бесцветные	пакет	1000	—	
☐ PCR-02-V	0,2	фиолетовые	пакет	1000	—	
☐ PCR-02-O	0,2	оранжевые	пакет	1000	—	
☐ PCR-02-G	0,2	зеленые	пакет	1000	—	
☐ PCR-02-Y	0,2	желтые	пакет	1000	—	
☐ PCR-02-B	0,2	голубые	пакет	1000	—	
☐ PCR-02-R	0,2	красные	пакет	1000	—	
☐ PCR-02D-C*	0,2	бесцветные	пакет	1000	—	
☐ PCR-02D-L-C*	0,2	бесцветные	пакет	1000	—	

*Пробирки с выпуклой крышкой (для приборов, осуществляющих детекцию через крышку)



Тонкостенные пробирки для ПЦР, объемом 0,5 мл с плоской крышкой						
Кат. №	Объем, мл	Цвет	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность	
☐ PCR-05-C	0,5	бесцветные	пакет	1000	—	



Стрипованные тонкостенные пробирки для ПЦР



- Стрипованные пробирки и крышки сертифицированы на отсутствие ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов



Пробирки, объемом 0,1 мл в стрипах по 4 шт.

Кат. №	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
PCR-0104-C	пакет	250 стрипов	–


Поставляются в комплекте с крышками
Используются с амплификатором Rotor-Gene (с ротором на 72 лунки)



Пробирки, объемом 0,2 мл в стрипах по 8 шт.


Кат. №	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
PCR-0208-C	пакет	125 стрипов	–

Без крышек, бесцветные
Используются в амплификаторах плашечного типа
Крышки к данным пробиркам продаются отдельно




Оптически прозрачные плоские крышки в стрипах по 8 шт. к пробиркам на 0,2 мл

Кат. №	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
PCR-2CP-RT-C	пакет	125 стрипов	–



Оптически прозрачные выпуклые крышки в стрипах по 8 шт. к пробиркам на 0,2 мл

Кат. №	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
PCR-02CP-C	пакет	125 стрипов	–



Микроцентрифужные пробирки






- Градуированные с плоской крышкой и матовым участком для надписей
- Ультراгладкая внутренняя поверхность — технология Maximum Recovery® 
- Технология Boil-Proof – способность противостоять большому внутреннему давлению
- Оптическую прозрачность обеспечивает технология MaxuClear – использование только очищенного до 99.9% полипропилена

- Для более удобного доступа к исследуемому образцу на крышке пробирки расположен участок для прокалывания иглой
- Центрифугируются при 20 000 g, автоклавируются при 121 °C, 15 мин., 1 атм.
- Сертифицированы на отсутствие ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов 
- Пробирки объемом 0,6 и 1,5 мл. доступны в разных вариантах цветового исполнения

Пробирки объемом 0,6–2,0 мл

Кат. №	Объем, мл	Цвет	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
 МСТ-060-C	0,6	бесцветные	пакет	1000	–
 МСТ-060-L-C 	0,6	бесцветные	пакет	500	–
 МСТ-060-V	0,6	фиолетовые	пакет	1000	–
 МСТ-060-O	0,6	оранжевые	пакет	1000	–
 МСТ-060-G	0,6	зеленые	пакет	1000	–
 МСТ-060-Y	0,6	желтые	пакет	1000	–
 МСТ-060-B	0,6	голубые	пакет	1000	–
 МСТ-060-R	0,6	красные	пакет	1000	–
 МСТ-150-C	1,5	бесцветные	пакет	500	–
 МСТ-150-L-C 	1,5	бесцветные	пакет	250	–
 МСТ-150-C-S	1,5	бесцветные	пакет	250	+
 МСТ-150-V	1,5	фиолетовые	пакет	500	–
 МСТ-150-O	1,5	оранжевые	пакет	500	–
 МСТ-150-G	1,5	зеленые	пакет	500	–
 МСТ-150-Y	1,5	желтые	пакет	500	–
 МСТ-150-B	1,5	голубые	пакет	500	–
 МСТ-150-R	1,5	красные	пакет	500	–
 МСТ-150-X	1,5	коричневые	пакет	500	–
 МСТ-150-NC*	1,5	бесцветные	пакет	500	–
 МСТ-175-C	1,7	бесцветные	пакет	500	–
 МСТ-200-C	2,0	бесцветные	пакет	500	–
 МСТ-200-L-C 	2,0	бесцветные	пакет	250	–
 МСТ-200-NC*	2,0	бесцветные	пакет	500	–



Пробирки на 0,6 мл идеально подходят для ПЦР-детектора «ALA1/4» (BioSan) и амплификатора «Терцик» (ДНК-технология)

* Пробирки без крышки


Микропробирки Ахуген с винтовой горловиной

Микропробирки с винтовой горловиной объемом от 0,5 до 2,0 мл

- Пробирки с коническим дном могут быть как с юбкой устойчивости (свободностоящие), так и без нее
- Пробирки произведены из химически устойчивого материала по технологии MaxuClear – очищенный до 99,9% полипропилен обеспечивает полную оптическую прозрачность
- Имеют боковые ребра, которые позволяют отвинчивать крышку одной рукой, не вынимая пробирку из штатива
- Центрифугируются при 20 000 g. Автоклавируются при 121 °С, 15 мин, 1 атм.
- Сертифицированы на отсутствие ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов
- Продаются в полиэтиленовых пакетах по 500 шт., отдельно от крышек
- Рекомендуется использовать со штативом RA-48 (стр. 21)



Микропробирки с винтовой горловиной, объемом от 0,5 до 2,0 мл				
Кат. №	Объем	Наличие юбки	Стерильность	
ST-050-C-S	0,5	–	+	
ST-050-SS-C-S	0,5	+	+	
ST-150-C-S	1,5	–	+	
ST-150-SS-C-S	1,5	+	+	
ST-200-C-S	2,0	–	+	
ST-200-SS-S	2,0	+	+	



Крышки для микропробирок с винтовой горловиной

- Используются с винтовыми микропробирками объемом 0,5 – 2,0 мл, изготовлены из полипропилена
- Увеличенная высота резьбовой крышки, а также наличие уплотняющей кольцевой прокладки, произведенной из специального химически устойчивого материала, обеспечивают высокую герметичность
- Крышки могут быть с петлей, обеспечивающей надежную фиксацию на пробирке, или без нее, продаются в полиэтиленовых пакетах по 500 шт. отдельно от пробирок
- Лучший выбор для производителей тест-систем и реактивов

Крышки для микропробирок с винтовой горловиной				
Кат. № (крышек без петлей)	Кат. № (крышек с петлей)	Цвет крышки	Стерильность	
□ SCO-C-S	□ SCO-LP-C-S	прозрачные	+	
■ SCO-W-S	■ SCO-LP-W-S	фиолетовые	+	
■ SCO-B-S	■ SCO-LP-B-S	голубые	+	
■ SCO-Y-S	■ SCO-LP-Y-S	желтые	+	
■ SCO-G-S	■ SCO-LP-G-S	зеленые	+	
■ SCO-BR-S	■ SCO-LP-BR-S	коричневые	+	
■ SCO-R-S	■ SCO-LP-R-S	красные	+	
■ SCO-O-S	■ SCO-LP-O-S	оранжевые	+	
■ SCO-P-S	■ SCO-LP-P-S	розовые	+	
■ SCO-GR-S	■ SCO-LP-GR-S	серые	+	
■ SCO-V-S	■ SCO-LP-V-S	фиолетовые	+	




Полипропиленовые пестики для пробирок на 1,5 – 2 мл

- Сертифицированы на отсутствие ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов



Полипропиленовые пестики для пробирок на 1,5 – 2 мл

Кат. №	Кол-во / уп.	Упаковка	Стерильность
PES-15-B-SI	100	Индивидуальная упаковка	+



Пробирки круглодонные Ахуген и пробки к ним


- Сертифицированы на отсутствие ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов



- Предназначены для сбора, хранения и транспортировки проб (реагентов) при лабораторных исследованиях


Полипропиленовые круглодонные пробирки без пробки

Кат. №	Размер	Объем, мл	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
T-1275-PP	12x75	5	пакет	500	–
T-13100-PP	13x100	7	пакет	500	–




Полистироловые круглодонные пробирки без пробки

Кат. №	Размер	Объем, мл	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
T-1275-PS	12x75	5	пакет	500	–



Пробки универсальные к круглодонным пробиркам объемом от 5 до 7 мл (с внутренним диаметром 10–14 мм)

Кат. №	Цвет	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
☐ AC-PE-C	бесцветные	пакет	1000	–
☐ AC-PE-B	голубые	пакет	1000	–
☐ AC-PE-Y	желтые	пакет	1000	–
☐ AC-PE-G	зеленые	пакет	1000	–
☐ AC-PE-R	красные	пакет	1000	–



Пробка двухсторонняя. Для пробирок с внутренним диаметром 10 мм используется как крышка. Для пробирок с внутренним диаметром 14 мм используется как пробка.


Пробирки резьбовые на 5 – 50 мл

- Пробирки типа Falcon с коническим дном и винтовой горловинной крышкой
- Изготовлены из полипропилена, имеют матовый участок для подписывания и градуировку
- Могут быть свободностоящими – с юбкой устойчивости (пробирки на 5, 10 и 50 мл) или без нее (пробирки на 15 и 50 мл)
- Обладают высокой устойчивостью к механическому воздействию и большим перепадам температуры
- Центрифугируются при 12000 g
- Предназначены для забора, хранения и транспортировки проб (реагентов) при лабораторных исследованиях с различным объемом забираемого реагента
- Сертифицированы на отсутствие ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов




Пробирки резьбовые на 5 – 10 мл

Кат. №	Размер	Объем, мл	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
SCT-5ML	15x58	5	пакет	500	–
SCT-5ML-S	15x58	5	пакет	25	+
SCT-10ML	15x94	10	пакет	250	–
SCT-10ML-S	15x94	10	пакет	25	+




Пробирки резьбовые на 15 – 50 мл

Кат. №	Размер	Объем, мл	Упаковка	Кол-во / уп.	Стерильность
SCT-15ML-500	18x140	15	пакет	50	–
SCT-15ML-25-S	18x140	15	пакет	25	+
SCT-15ML-R-S	18x140	15	штатив	50	+
SCT-50ML-500	28x115	50	пакет	50	–
SCT-50ML-R-S	28x115	50	штатив	25	+
SCT-50ML-25-S	28x115	50	пакет	25	+
SCT-50-SS-500*	28x115	50	пакет	50	–
SCT-50-SS-25-S*	28x115	50	пакет	25	+



*Пробирки резьбовые с юбкой устойчивости (свободностоящие)



Плашки Axygen для ПЦР



- Полипропиленовые плашки специально изготовлены для проведения ПЦР
- Различное количество лунок: 24, 32 и 96
- Возможны различные форматы плашек:
 - с «юбкой» разной длины и формы, расположенной по периметру
 - без «юбки»
 - с приподнятыми лунками
 - сегментированные
- Различные варианты высоты плашек – стандартные или низкопрофильные
- Все плашки снабжены рельефной буквенно-цифровой разметкой для идентификации образцов

- Лунки имеют тонкие стенки, обеспечивающие быстрый перенос тепла между блоком нагревания амплификатора и содержимым пробирки
- Пригодны для использования с большинством амплификаторов, имеющихся на рынке (см. таблицу совместимости на стр. 17–18)
- Сертифицированы на отсутствие ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов
- Поставляются в полиэтиленовой упаковке




Универсальные плашки без юбки

Кат. №	Кол-во лунок	Рабочий объем лунки (мл)	Кол-во / уп.
PCR-24-C	24	0,3	10
PCR-32-C	32	0,3	10
PCR-96-C	96	0,3	10
PCR-96-MB-C*	96	0,3	10

Наиболее часто используемые и совместимые с большинством амплификаторов

С приподнятыми над основанием лунками


*Данная плашка сопоставима только с секвенаторами Amersham MegaBACE



Плашки с приподнятой над основанием короткой рельефной юбкой


Кат. №	Кол-во лунок	Рабочий объем лунки (мл)	Кол-во / уп.
PCR-96-AB-C	96	0,3	10

Для Real-time амплификаторов Applied Biosystems




Плашки с короткой юбкой

Кат. №	Кол-во лунок	Рабочий объем лунки (мл)	Кол-во / уп.
PCR-96M2-HS-C	96	0,3	10



Сегментированные по 24 лунки плашки с короткой юбкой


Кат. №	Кол-во лунок	Рабочий объем лунки (мл)	Кол-во / уп.
PCR-96-SG-C	96	0,28	10



Совместимы с приборами Beckman, BioRad, Applied Biosystem, MJ Research


Универсальные плашки с юбкой

Кат. №	Кол-во лунок	Рабочий объем лунки (мл)	Кол-во / уп.
PCR-96-FS-C	96	0,2	10



Плашки без юбки с плоской поверхностью


Кат. №	Кол-во лунок	Рабочий объем лунки (мл)	Кол-во / уп.
PCR-96-FLT-C	96	0,3	25



Совместимы с приборами BioRad, Applied Biosystem

Плашки без юбки с плоской поверхностью, низкопрофильные

Кат. №	Кол-во лунок	Рабочий объем лунки (мл)	Кол-во / уп.
PCR-96-LP-FLT-C	96	0,2	25



Совместимы с приборами Biometra, Eppendorf, BioRad, Stratagene

Таблица совместимости ПЦР плашек Axugen

Производи- тель	Модель прибора	PCR- 96- FLT-C	PCR- 96-LP- FLT-C	PCR- 96-C	PCR- 96- MB-C	PCR- 96- SG-C	PCR- 96M2- HS-C	PCR- 96- AB-C	PCR- 96-FS-C
Real Time PCR									
Applied Biosystems	7000	+					+	+	
	7300	+					+	+	
	7500	+					+	+	
	7700	+					+	+	
	7900HT						+	+	
	StepOne						+		
BioRad	iCycler	+		+	+	+	+		
	MyiQ	+		+					
	iQ5	+		+	+	+	+		+
	CFX 96		+						
Eppendorf	MasterCycler ep Realplex		+						+
MJ Research	Opticon		+						+
	Opticon 2		+						+
	Chromo 4		+						+
Stratagene	MX-4000		+	+					
	MX-3000	+							
PCR									
Applied Biosystems	Veriti	+		+	+	+	+	+	
	9600	+		+	+	+	+	+	
	9700	+		+	+	+	+	+	
	2720	+		+	+	+	+	+	
Biometra	Uno	+	+	+	+	+	+		+
	Uno II	+	+	+			+		
	T1 Thermal Cycler	+	+	+			+		+
	Tgradient	+	+	+			+		+
	Trobot	+	+	+			+		+



Производи- тель	Модель прибора	PCR-96- FLT-C	PCR- 96-LP- FLT-C	PCR- 96-C	PCR- 96- MB-C	PCR- 96- SG-C	PCR- 96M2- HS-C	PCR- 96- AB-C	PCR- 96-FS-C
BioRad	iCycler	+		+			+		
	MyCycler	+		+			+		
Corbett Research	PalmCycler 96		+				+		+
Eppendorf	Mastercycler	+	+	+			+		+
	Mastercycler ep	+	+	+			+		+
MJ Research	PTC-100	+	+	+			+		+
	PTC-200	+	+	+			+		+
	PTC-225 Tetrad	+	+	+			+		+
	Dyad/ Disciple	+	+	+			+		+
Stratagene	Robocycler	+		+					+
Секвенаторы									
Applied Biosystems	3100	+		+		+	+	+	
	3130	+		+		+	+	+	
	3700	+		+		+	+	+	
	3730/3730x	+		+		+	+	+	
Amersham	MegaBACE 500				+				+
	MegaBACE 1000				+				
	MegaBACE 4000						+		
Beckman	CEQ					+			
MJ Research	BaseStation								+
Transgenomic	WAVE System								+


Покровные маты для ПЦР-плашек




- Маты используются для герметичного закупоривания плашек
- Предназначены для предотвращения перекрестной контаминации в процессе ПЦР и ИФА
- Ограничивают испарения аэрозолей в ходе ПЦР

- Сертифицированы на отсутствие ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов
- Изготавливаются из силикона
- Могут использоваться повторно после автоклавирования при 1 атм, 121 °С в течение 15 мин.


Компрессионный мат для ПЦР-плашек	
Кат. №	Кол-во / уп.
CM-FLAT	10




Силиконовый покровный мат	
Кат. №	Кол-во / уп.
CM-96-RD	10




Покровный силиконовый компрессионный мат с лунками для удобного прокалывания	
Кат. №	Кол-во / уп.
AM-96-PCR-RD	10



Силиконовый покровный мат с выступами	
Кат. №	Кол-во / уп.
CM-96-EXP	10



Запечатывающий силиконовый септа-мат с прорезями на дне	
Кат. №	Кол-во / уп.
AM-96-SEPTA-3100	10



Прорези предназначены для более удобного взятия образца из лунки плашки


Покровные плёнки для ПЦР-плашек

- Самоклеящиеся плёнки обладают отличными запечатывающими свойствами
- Находятся на бумажной основе, которая удаляется перед использованием

- Сертифицированы на отсутствие ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов
- Температурный диапазон использования от –80 до +104 °С



Плёнки для ПЦР-плашек		
Кат. №	Прозрачность	Кол-во / уп.
PCR-TS	прозрачные	100
UC-500	ультра прозрачные, применяются для Real Time PCR	100
PCR-AS-200	непрозрачные (алюминизированные)	100



Ролик для заклеивания плёнками ПЦР-плашек	
Кат. №	Размеры (ширина, длина ручки, диаметр)
PCR-SP-ROLLER	210x120x30




Штативы для пробирок



Алюминиевый штатив для пробирок на 0,5 – 2,0 мл с винтовой горловиной

Кат. №	Кол-во ячеек
RA-48	48


Ячейки штатива имеют специальную форму прорези для фиксации пробирок, что дает возможность отвинчивать крышку, не вынимая пробирку из штатива. Рекомендован к использованию с винтовыми микропробирками Ахуген.



Полипропиленовые штативы с крышкой на 0,2 – 0,5 мл

Кат. №	Цвет штатива	Кол-во ячеек
R-96-PCR-FB	голубой	96
R-96-PCR-FG	зеленый	96
R-96-PCR-FO	оранжевый	96
R-96-PCR-FP	розовый	96
R-96-PCR-FY	желтый	96



Подходят для индивидуальных пробирок на 0,2 и 0,5 мл, а также для пробирок на 0,2 мл в стрипах. Химически устойчивы, окрашены флюорисцирующими красителями.



Полистироловые штативы с крышкой на 1,5 – 2,0 мл


Кат. №	Цвет штатива	Кол-во ячеек
R-50-B	голубой	50
R-50-Y	желтый	50
R-81-Y-PC	желтый	81
R-50-G	зеленый	50
R-81-G-PC	зеленый	81
R-50-R	красный	50
R-81-R-PC	красный	81

Произведены из химически устойчивого поликарбоната. Имеют цифровую нумерацию ячеек. Пригодны для использования с криопробирками и выдерживают замораживание до -80°C .



Полипропиленовые штативы без крышки для пробирок на 1,5 – 2,0 мл

Кат. №	Цвет штатива	Кол-во ячеек
 R-80-B	голубой	80
 R-80-BF	голубой, флюоресцентный	80
 R-80-Y	желтый	80
 R-80-YF	желтый, флюоресцентный	80
 R-80-G	зеленый	80
 R-80-GF	зеленый, флюоресцентный	80
 R-80-R	красный	80
 R-80-RF	красный, флюоресцентный	80
 R-80-O	оранжевый	80
 R-80-OF	оранжевый, флюоресцентный	80
 R-80-V	фиолетовый	80
 R-80-P	розовый	80
 R-80-PF	розовый, флюоресцентный	80



Круглые ячейки штатива идеально подходят для микроцентрифужных пробирок
Химически устойчивы
Имеют нумерацию ячеек
Пригодны для использования с криопробирками
Произведены из полипропилена со стандартными или флюоресцентными красителями

Серологические пипетки



- Объемы от 1 до 50 мл
- Индивидуальная и групповая упаковка
- Изготовлены из цельного куска пластика
- Наличие фильтров, с цветовой кодировкой

- Четкая градуировка, с обратной шкалой
- Сертифицированы на отсутствие ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов



Серологические пипетки

Кат. №	Объем, мл	Стерильность	Упаковка	Кол-во / уп.	Цвет фильтра
 SER-1ML-SI	1	+	индивидуальная	1	желтый
 SER-1ML-25S	1	+	пакет	25	желтый
 SER-2ML-SI	2	+	индивидуальная	1	зеленый
 SER-2ML-25S	2	+	пакет	25	зеленый
 SER-5ML-SI	5	+	индивидуальная	1	синий
 SER-5ML-25S	5	+	пакет	25	синий
 SER-10ML-SI	10	+	индивидуальная	1	оранжевый
 SER-10ML-25S	10	+	пакет	25	оранжевый
 SER-25ML-SI	25	+	индивидуальная	1	красный
 SER-10ML-10S	25	+	пакет	10	красный
 SER-50ML-SI	50	+	индивидуальная	1	фиолетовый

